

ideFixx® Platten & Schrauben

PRODUKT

ideFixx®, das einzigartige Schraubensystem - made in Germany

ideFixx Produkte werden mit modernster CNC Technologie in Deutschland produziert. Hochwertigste Titanlegierungen, präzise Fertigung durch den erfahrenen Hersteller sowie eine langjährig enge Verbindung zum Anwender sichern Ihnen optimale Produkte in großer Vielfalt und Flexibilität und zu günstigen Preisen.

*ideFixx®
- the ideal
Fixxation!*

- 1,5mm selbstbohrendes Schraubensystem, made in Germany
- Standard-Kreuzschlitz (KS) Schrauben, Supertorque in Vorbereitung
- Flache 0,6mm (LP) und ultraflache 0,3mm (ULP) Plättchen
- Material: Stabile Titanlegierung mit farbcodierter Oberflächenkodierung
- CNC-Fertigung durch erfahrenen Hersteller
- Große Produktvielfalt und -flexibilität (Sonderanfertigungen möglich)

ideFixx Plättchenformen, stilisiert*



Doppel-T




3-Loch
Rahmen



3-Loch
Platte



4-Loch
Platte



4-Loch
Rahmen



2-Loch Platte,
gerade



6-Loch Platte,
gebogen



2x3-Loch
Platte



4-Loch
X Platte




5-Loch
Y Platte



6-Loch
Doppel-Y
Platte



Bohrloch-
platte



6-Loch
Spaltplatte

ideFixx® Schraubendreher & Implantatetrays

KS-5100	ideFixx KS-Schraubendreherklinge	1	-----	42 50725 30490 7
HG-6000	ideFixx Schraubendreherhandgriff	1	-----	42 50725 30492 1
iF-tray-S	Implantatetray, klein, für LP-Produkte	1	-----	
iF-tray-L	Implantatetray, groß, für ULP-Produkte	1	-----	

ideFixx® LOW PROFILE = flache Plättchen mit 0,6mm Materialstärke

LP

- 0,6mm Plättchen, BLAU farbcodiert
- Unterschiedliche Formen
- Verschiedene Längen und Lochzahlen
- Unterschiedlich breite Rahmen
- 1,5mm Schrauben BLAU farbcodiert (Notfallschrauben BRAUN)
- 4mm und 5mm Länge

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	Farbcode	EAN-PM
LP-1010	LP 2-Loch Platte, gerade, standard, 12mm	1	BLAU	42 50725 30311 5
LP-1014	LP 2-Loch Platte, gerade, lang, 16mm	1	BLAU	42 50725 30312 2
LP-1040	LP 4-Loch Platte, gerade, standard	1	BLAU	42 50725 30313 9
LP-1042	LP 4-Loch Platte, gerade, mittel	1	BLAU	42 50725 30314 6
LP-1044	LP 4-Loch Platte, gerade, lang	1	BLAU	42 50725 30315 3
LP-1046	LP 4-Loch Platte, gerade, x-tra lang	1	BLAU	42 50725 30316 0
LP-1060	LP 6-Loch Platte, gerade	1	BLAU	42 50725 30317 7
LP-1065	LP 6-Loch Platte, gebogen, 24mm	1	BLAU	42 50725 30318 4
LP-10160	LP 16-Loch Platte, gerade	1	BLAU	42 50725 30319 1
LP-2010	LP 4-Loch Quadrat-Platte, 12mm	1	BLAU	42 50725 30320 7
LP-2012	LP 4-Loch Quadrat-Platte, breiter Rahmen, 12mm	1	BLAU	42 50725 30321 4
LP-2014	LP 4-Loch Rahmen-Platte, breiter Rahmen, 18mm	1	BLAU	42 50725 30322 1
LP-2023	LP 2 x 3-Loch Rahmen-Platte, 18mm	1	BLAU	42 50725 30323 8
LP-2024	LP 2 x 4-Loch Rahmen-Platte, 25mm	1	BLAU	42 50725 30324 5
LP-2030	LP 3-Loch Dreieck-Platte, 14mm	1	BLAU	42 50725 30325 2
LP-3010	LP 4-Loch X-Platte, 12mm	1	BLAU	42 50725 30326 9
LP-3020	LP 5-Loch Y-Platte, standard, 16mm	1	BLAU	42 50725 30327 6
LP-3022	LP 5-Loch Y-Platte, mittel, 18mm	1	BLAU	42 50725 30328 3
LP-3024	LP 5-Loch Y-Platte, lang, 19mm	1	BLAU	42 50725 30329 0
LP-3030	LP 6-Loch Doppel Y-Platte, standard, 15mm	1	BLAU	42 50725 30330 6
LP-3032	LP 6-Loch Doppel Y-Platte, mittel, 16mm	1	BLAU	42 50725 30331 3
LP-3034	LP 6-Loch Doppel Y-Platte, lang, 18mm	1	BLAU	42 50725 30332 0
LP-3040	LP 4-Loch Doppel T-Platte, standard, 12mm	1	BLAU	42 50725 30333 7
LP-3042	LP 4-Loch Doppel T-Platte, mittel, 14mm	1	BLAU	42 50725 30334 4
LP-3044	LP 4-Loch Doppel T-Platte, lang, 17mm	1	BLAU	42 50725 30335 1
LP-5024	LP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1,5 x 4mm, selbstbohrend	1	BLAU	42 50725 30362 7
LP-5025	LP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1,5 x 5mm, selbstbohrend	1	BLAU	42 50725 30363 4
LP-6024	LP Kreuzschlitz (KS) Schraube (6 x LP-5024), 1,5 x 4mm, selbstbohrend	6	BLAU	42 50725 30374 0
LP-6025	LP Kreuzschlitz (KS) Schraube (6 x LP-5025), 1,5 x 5mm, selbstbohrend	6	BLAU	42 50725 30375 7
LP-5064	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube, 1,8 x 4mm	1	BRAUN	42 50725 30382 5
LP-5264	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (2 x LP-5064), 1,8 x 4mm	2	BRAUN	42 50725 30386 3
LP-5065	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube, 1,8 x 5mm	1	BRAUN	42 50725 30383 2
LP-5265	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (2 x LP-5065), 1,8 x 5mm	2	BRAUN	42 50725 30387 0
LP-6064	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (6 x LP-5064), 1,8 x 4mm	6	BRAUN	42 50725 30393 1
LP-6065	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (6 x LP-5065), 1,8 x 5mm	6	BRAUN	42 50725 30394 8

FON + FAX

02 11.20 59 80-0

02 11.20 59 80-20

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	Farbcode	EAN-PM
LP-7010	LP 6-Loch Spalt-Platte, gebogen, 25mm	1	BLAU	42 50725 30336 8
LP-7012	LP 6-Loch Spalt-Platte, gebogen, 35mm	1	BLAU	42 50725 30337 5
LP-7014	LP 6-Loch Spalt-Platte, gebogen, 45mm	1	BLAU	42 50725 30338 2
LP-7020	LP 8-Loch Temporalis-Platte, rechteckig, 38mm	1	BLAU	42 50725 30339 9
LP-7022	LP 8-Loch Temporalis-Platte, rechteckig, 52mm	1	BLAU	42 50725 30340 5
LP-8013	LP Bohrloch-Platte, ø 13mm	1	BLAU	42 50725 30341 2
LP-8018	LP Bohrloch-Platte, ø 18.5mm	1	BLAU	42 50725 30342 9
LP-8022	LP Bohrloch-Platte, ø 22mm	1	BLAU	42 50725 30343 6
LP-8025	LP Bohrloch-Platte, ø 25mm	1	BLAU	42 50725 30344 3
LP-9012	LP Maschen-Platte, konturierbar, 206 x 123 X 0.6mm	1	BLAU	42 50725 30345 0
LP-9015	LP Maschen-Platte, konturierbar, 101.5 x 101.5 x 0.6mm	1	BLAU	42 50725 30351 1
LP-9020	LP Maschen-Platte, konturiert, 40 x 40 x 0.6mm	1	BLAU	42 50725 30346 7
LP-9022	LP Maschen-Platte, konturiert, 206 x 123mm	1	BLAU	42 50725 30347 4
LP-9030	LP Gitter-Platte, Standardstruktur, 80 x 53mm	1	BLAU	42 50725 30348 1
LP-9032	LP Gitter-Platte, kleine Struktur, 80 x 53mm	1	BLAU	42 50725 30349 8

ideFixx® **ULTRA LOW PROFILE** = ultraflache Plättchen mit 0,3mm Materialstärke

ULP

- 0,3mm Plättchen, MAGENTA farbcodiert
- Unterschiedliche Formen
- Verschiedene Längen und Lochzahlen
- Unterschiedlich breite Rahmen
- 1,5mm Schrauben MAGENTA farbcodiert (Notfallschrauben GELB)
- 4mm und 5mm Länge

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	Farbcode	EAN-PM
UP-1010	ULP 2-Loch Platte, gerade, standard	1	MAGENTA	42 50725 30400 6
UP-1012	ULP 2-Loch Platte, gerade, breit	1	MAGENTA	42 50725 30401 3
UP-1040	ULP 4-Loch Platte, gerade	1	MAGENTA	42 50725 30402 0
UP-1060	ULP 6-Loch Platte, gerade	1	MAGENTA	42 50725 30403 7
UP-1065	ULP 6-Loch Platte, gebogen	1	MAGENTA	42 50725 30404 4
UP-10100	ULP 10-Loch Platte, gebogen	1	MAGENTA	42 50725 30405 1
UP-10160	ULP 16-Loch Platte, gerade	1	MAGENTA	42 50725 30406 8
UP-2010	ULP 4-Loch Quadratplatte	1	MAGENTA	42 50725 30407 5
UP-3020	ULP 6-Loch Y-Platte	1	MAGENTA	42 50725 30408 2
UP-3030	ULP 6-Loch Doppel Y-Platte	1	MAGENTA	42 50725 30409 9
UP-3050	ULP 6-Loch L-Platte, 100° nach links gebogen	1	MAGENTA	42 50725 30410 5
UP-3055	ULP 6-Loch L-Platte, 100° nach rechts gebogen	1	MAGENTA	42 50725 30411 2

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	Farbcode	EAN-PM
UP-5024	ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube, 1,5 x 4mm, selbstbohrend	1	MAGENTA	42 50725 30431 0
UP-6024	ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube (6 x UP-5024), 1,5 x 4mm, selbstbohrend	6	MAGENTA	42 50725 30437 2
UP-5064	ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube, 1,8 x 4mm	1	GELB	42 50725 30441 9
UP-5264	ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (2 x UP-5064), 1,8 x 4mm	2	GELB	42 50725 30443 3
UP-6064	ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (6 x UP-5064), 1,8 x 4mm	6	GELB	42 50725 30447 1
UP-7012	ULP 6-Loch Spalt-Platte, 35mm	1	MAGENTA	42 50725 30412 9
UP-8013A	ULP Bohrloch-Platte, ø 13mm, vorgebogen	1	MAGENTA	42 50725 30413 6
UP-8018	ULP Bohrloch-Platte, ø 18,5mm	1	MAGENTA	42 50725 30414 3
UP-8018A	ULP Bohrloch-Platte, ø 18,5mm, vorgebogen	1	MAGENTA	42 50725 30415 0
UP-8024A	ULP Bohrloch-Platte, ø 24mm, vorgebogen	1	MAGENTA	42 50725 30416 7
UP-9010	ULP Maschen-Platte, konturierbar, 85 x 53mm	1	MAGENTA	42 50725 30417 4
UP-9012	ULP Maschen-Platte, konturierbar, 206 x 123mm	1	MAGENTA	42 50725 30418 1
UP-9020	ULP Maschen-Platte, konturiert, 40 x 40mm	1	MAGENTA	42 50725 30419 8
UP-9022	ULP Maschen-Platte, konturiert, 206 x 123mm	1	MAGENTA	42 50725 30420 4
UP-9032	ULP Gitter-Platte, kleine Struktur, 80 x 53mm	1	MAGENTA	42 50725 30421 1
UP-9040	ULP Titanplatte, gelocht, 85 x 50mm	1	MAGENTA	42 50725 30422 8
UP-9042	ULP Titanplatte, gelocht, 203 x 127mm	1	MAGENTA	42 50725 30423 5

ideFixx® STERILSETS mit LP- oder ULP Komponenten

Sterilsets zum Kraniotomieverschluss

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	Farbcode	EAN-PM
LP-1000X	ideFixx LP/KS-Sterilset, 10 sterile Sets, bestehend aus: LP-1014 (3); LP-5024 (6)	10	BLAU	42 50725 30455 6
ULP-1000X	ideFixx ULP/KS-Sterilset, 10 sterile Sets, bestehend aus: UP-1010 (3); UP-5024 (6)	10	MAGENTA	42 50725 30475 4