



LOW PROFILE - 0,6mm

flache Plättchen mit 0,6mm Materialstärke

ideFixx LP

- 0,6mm Plättchen, BLAU farbcodiert
- Unterschiedliche Formen
- Verschiedene Längen und Lochzahlen
- Unterschiedlich breite Rahmen
- 1,5mm Schrauben, BLAU farbcodiert (Notfallschrauben BRAUN)
- 4mm und 5mm Länge, 3mm Länge auf Anfrage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	EAN-PM
LP-1014	LP 2-Loch Platte, gerade, lang, 16mm	1	42 50725 30312 2
LP-1040	LP 4-Loch Platte, gerade, standard	1	42 50725 30313 9
LP-1060	LP 6-Loch Platte, gerade	1	42 50725 30317 7
LP-10160	LP 16-Loch Platte, gerade	1	42 50725 30319 1
LP-2010	LP 4-Loch Quadrat-Platte, 12mm	1	42 50725 30320 7
LP-2023	LP 2 x 3-Loch Rahmen-Platte, 18mm	1	42 50725 30323 8
LP-2024	LP 2 x 4-Loch Rahmen-Platte, 25mm	1	42 50725 30324 5
LP-2030	LP 3-Loch Dreieck-Platte, 14mm	1	42 50725 30325 2
LP-3020	LP 5-Loch Y-Platte, standard, 16mm	1	42 50725 30327 6
LP-6024	LP Kreuzschlitz (KS) Schraube (6 x LP-5024), 1,5 x 4mm, selbstbohrend	6	42 50725 30374 0
LP-6025	LP Kreuzschlitz (KS) Schraube (6 x LP-5025), 1,5 x 5mm, selbstbohrend	6	42 50725 30375 7
LP-5264	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (2 x LP-5064), 1,8 x 4mm	2	42 50725 30386 3
LP-5265	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (2 x LP-5065), 1,8 x 5mm	2	42 50725 30387 0
LP-6064	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (6 x LP-5064), 1,8 x 4mm	6	42 50725 30393 1
LP-6065	LP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (6 x LP-5065), 1,8 x 5mm	6	42 50725 30394 8
LP-9015-S	LP 1.5mm Maschenplatte, 101.5 x 101.5 x 0.6mm, steril	1	42 50725 30351 1

STERILSETS Sterilsets zum Kraniotomieverschluss

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	EAN-PM
LP-1000X	ideFixx LP/KS-Sterilset, 10 sterile Sets, bestehend aus: LP-1014 (3); LP-5024 (6)	10	42 50725 30455 6



Schraubendreher & Implantatetrays

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	EAN-PM
KS-5100	ideFixx KS-Schraubendreherklinge	1	42 50725 30490 7
HG-6000	ideFixx Schraubendreherhandgriff	1	42 50725 30492 1
iF-tray-S	Implantatetray, klein, für LP-Produkte	1	42 50786 50510 7

Sonderanfertigungen sind bei einer Lieferfrist von 8-10 Wochen nach Bestellung möglich.



ULTRA LOW PROFILE - 0,3mm

ultraflache Plättchen mit 0,3mm Materialstärke

ideFixx ULP

- 0,3mm Plättchen, MAGENTA farbcodiert
- Unterschiedliche Formen
- Verschiedene Längen und Lochzahlen
- Unterschiedlich breite Rahmen
- 1,5mm Schrauben, MAGENTA farbcodiert (Notfallschrauben GELB)
- 3mm und 4mm Länge, 5mm Länge auf Anfrage

ArtikelNr.	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	EAN-PM
UP-1010	ULP 2-Loch Platte, gerade, standard	1	42 50725 30400 6
UP-1012	ULP 2-Loch Platte, gerade, breit	1	42 50725 30401 3
UP-1040	ULP 4-Loch Platte, gerade	1	42 50725 30402 0
UP-1060	ULP 6-Loch Platte, gerade	1	42 50725 30403 7
UP-1065	ULP 6-Loch Platte, gebogen	1	42 50725 30404 4
UP-10100	ULP 10-Loch Platte, gebogen	1	42 50725 30405 1
UP-10160	ULP 16-Loch Platte, gerade	1	42 50725 30406 8
UP-2010	ULP 4-Loch Quadratplatte	1	42 50725 30407 5
UP-3020	ULP 6-Loch Y-Platte	1	42 50725 30408 2
UP-3030	ULP 6-Loch Doppel Y-Platte	1	42 50725 30409 9
UP-6024	ULP Kreuzschlitz (KS) Schraube (6 x UP-5024), 1,5 x 4mm, selbstbohrend	6	42 50725 30437 2
UP-5264	ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (2 x UP-5064), 1,8 x 4mm	2	42 50725 30443 3
UP-6064	ULP Kreuzschlitz (KS) Notfall-Schraube (6 x UP-5064), 1,8 x 4mm	6	42 50725 30447 1
UP-7012	ULP 6-Loch Spalt-Platte, 35mm	1	42 50725 30412 9
UP-8013A	ULP Bohrloch-Platte, ø 13mm, vorgebogen	1	42 50725 30413 6
UP-8018A	ULP Bohrloch-Platte, ø 18.5mm, vorgebogen	1	42 50725 30415 0
UP-8024A	ULP Bohrloch-Platte, ø 24mm, vorgebogen	1	42 50725 30416 7
UP-9010	ULP Maschen-Platte, konturierbar, 85 x 53mm	1	42 50725 30417 4

STERILSETS Sterilsets zum Kraniotomieverschluss

ArtikelNr.	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	EAN-PM
ULP-1000X	ideFixx ULP/KS-Sterilset, 10 sterile Sets, bestehend aus: UP-1010 (3); UP-5024 (6)	10	42 50725 30475 4



Schraubendreher & Implantatetrays

ArtikelNr.	Artikelbezeichnung	VE (Stk.)	EAN-PM
KS-5100	ideFixx KS-Schraubendreherklinge	1	42 50725 30490 7
HG-6000	ideFixx Schraubendreherhandgriff	1	42 50725 30492 1
iF-tray-L	Implantatetray, groß, für ULP-Produkte	1	42 50786 50511 4

Sonderanfertigungen sind bei Lieferfrist von 8-10 Wochen nach Bestellung möglich.

Exklusiver Vertrieb:
 Fon: +49 - 211 - 205 980 - 0
 Fax: +49 - 211 - 205 980 - 20

Promedics Medizinische Systeme GmbH
 www.promedics.de
 eMail: company@promedics.de

VigoMed
 Medizintechnik GmbH